

Kostenvoranschlag Bestellung

Zimmeruntergestell Lasse

| | |
|-------------------------|------------|
| Adresse (Firmenstempel) | Kommission |
|-------------------------|------------|



| Größe | Gr.1 | Gr.1 niedrig | Gr.2 |
|---------------------|-----------|-----------------|-----------|
| max. Belastung | 30 Kg. | 30 Kg. | 50 Kg. |
| Eigengewicht | 6.5 Kg. | 6.0 Kg. | 9,5 Kg. |
| Höhe | 43/53 cm | 32/38 cm | 46/56 cm |
| Sitzschalenaufnahme | | | |
| Sitzwinkel | -10°/+45° | -10°/+45° | -10°/+45° |
| Breite gesamt | 49 cm | 49 cm | 56 cm |
| Länge gesamt | 52/60 cm | 52/60 cm | 54/67 cm |

Hilfsmittelnummer : 26.99.01.0025

- Zimmeruntergestell Lasse Gr.1 (Artikelnummer: 01.01.001) 485,00 Euro
- Zimmeruntergestell Lasse Gr.1 niedrig (Artikelnummer: 31.01.001) 485,00 Euro
- Zimmeruntergestell Lasse Gr.2 (Artikelnummer: 02.01.001) 495,00 Euro

| Schiebegriff Gr.1 | Gr.1 Rastergelenk | Adapter Gr.1 | Adapter Gr.2 | Fußbank Gr.1 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| 124,00€ Art.Nr.:01.03.001 | 184,00€ Art.Nr.:01.04.001 | 114,00€ Art.Nr.:01.05.001 | 232,00€ Art.Nr.:70.01.001 | 179,00€ Art.Nr.:01.02.001 |

| Laufrolle 75mm | Laufrolle 100mm | Laufrolle 125mm | Schiebegriff Gr.2 | Farbe |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---|
| | | | | RAL 5013 Kobalt Blau <input type="checkbox"/> RAL 9006 Weißaluminium <input type="checkbox"/> RAL 9005 Schwarz <input type="checkbox"/> |
| 00,00€ Art.Nr.:80.01.001 | Auf Anfrage Art.Nr.:80.02.001 | Auf Anfrage Art.Nr.:80.03.001 | 124,00€ Art.Nr.:02.03.001 | 00,00€ |

TOSCH Kinderreha OHG, Hollenbergstraße 5, 49492 Westerkappeln, Tel: 05456 / 935808, Preise gültig bis 31.12.2006, zzgl. ges. Mwst

FAX: 05456 / 935809

Stand:12.2004