

Kostenvoranschlag Bestellung

Außenfahrgestell Michel

Adresse (Firmenstempel)	Kommission
-------------------------	------------



Größe	Gr.1	Gr.2	Gr.3
max. Belastung	30 Kg.	60 Kg	90 Kg
Eigengewicht	ab 12Kg	ab 12,5 Kg	ab 12,5 Kg
Sitzwinkel	-1/+34	-1/+34	-1/+34
Breite gesamt	520 mm	570 mm	610 mm
Länge gesamt	780 mm	840 mm	900 mm
Breite Rahmen innen	320 mm	370 mm	410 mm
Breite zwischen den Rädern (20",24")	460 mm	510 mm	550 mm





Außenfahrgestell Michel Gr.1 (Artikelnummer: 17.01.001) 1399,00 Euro

Außenfahrgestell Michel Gr.2 (Artikelnummer: 18.01.001) 1399,00 Euro

Außenfahrgestell Michel Gr.3 (Artikelnummer: 19.01.001) 1399,00 Euro

Hilfsmittelnummer : 26.99.01.1XXX

Kippschutz	Ankipphilfe	Kleiderschutz	Trapezadapter	Schiebegriff mit Rastergelenk	Fußbank
					
98,00€ Art.Nr.:17.01.027	49,00€ Art.Nr.:17.01.026	149,00 Art.Nr.:17.01.022	232,00€ Art.Nr.:70.01.001	98,00€ Art.Nr.:17.01.032	242,00€ Art.Nr.:17.01.030

Trommelbremsrad 16"	Trommelbremsrad 20"	Trommelbremsrad 24"	Kniehebelbremse	Pannensichere - bereifung	Gasdruckfeder
					Zusätzliche Gasdruckfeder für die Größen zwei u. drei.
000,00€ Art.Nr.:17.01.012	142,60€ Art.Nr.:17.01.014	142,60€ Art.Nr.:17.01.016	232,00€ Art.Nr.:70.01.001	0,00€ Art.Nr.:17.01.031	280,00€ Art.Nr.:70.01.001