

AGDA

Sitzsystem



AGDA ist ein mitwachsendes Sitzsystem und kann im häuslichen Bereich, im Kindergarten und in der Schule eingesetzt werden. AGDA ist für Kinder und Jugendliche geeignet, die Stütz- und Korrekturhilfen benötigen, zwischendurch aber freies Sitzen üben sollen.

- AGDA wird in vier Größen angeboten.
- AGDA läßt sich auf allen handelsüblichen Sitzschalenuntergestellen adaptieren.
- Die Grundversion besteht aus dem Sitz- und Rückenteil mit Polstern und Bezügen, einem Schiebegriff und Armlehnen.
- Sitztiefe, Sitzbreite und Rückenhöhe können bei Wachstum einfach und schnell verstellt werden. Dies gilt auch für die höhen- weiten und wickelverstellbaren Armlehnen.
- Für AGDA wird ein umfangreiches Sortiment an Zubehör, wie verschiedenen Formen von Kopfstützen, höhen- und weitenverstellbare Thoraxpelotten, weiten-tiefen- und winkelverstellbaren Hüftpoletten, Therapietisch, Sitzhose, Brustgurt, abnehmbarer A-Keil und Kniestützpolster angeboten.



	Agda Gr. 0	Agda Gr. 1	Agda Gr. 2	Agda Gr. 3
Sitztiefe	12-18 cm	18 - 28 cm	26 - 30 cm	36-48 cm
Sitzbreite	18 - 26 cm	18 - 26 cm	24 - 34 cm	32-42 cm
max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	30 Kg
Rückenhöhe	25 - 30 cm	30 u. 36 cm	35 u. 41 cm	45 u. 53 cm