

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

## Bade- und Duschieliege **INGA MULDE**




- Die Bade- und Duschieliege stützt das Kind in der Badewanne oder in der Dusche.
- Die Hände der Pflegeperson bleiben frei.
- Die Höhenverstellung schont den Rücken der Pflegeperson beim Transfer und beim Waschen.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und Kunststoffgelenken und ist so bestens für den Einsatz im Wasser geeignet.
- Das Unterteil ist so konstruiert, dass es auch in Duschbecken und kleineren Wannen eingesetzt werden kann.
- Die vierfach geteilte Liegefläche und das abklappbare Kopfteil (erleichtert das Haarewaschen) machen die Badeliege zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.



**HMV. Nr.: 04.40.04.0003**



	Inga Gr. 0 Muldenform	Inga Gr. 1 Muldenform	Inga Gr. 2 Muldenform	Inga Gr. 3 Muldenform
max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	60 Kg
Sitztiefe	16- 22 cm	20 -28 cm	28 - 36 cm	46 cm
Rückenhöhe	52 cm	58 cm	70 cm	82 cm
Liegehöhe von / bis	12 / 31 cm	12 / 31 cm	12 / 38 cm	12 / 38 cm
Breite gesamt	41 cm	41 cm	49 cm	47 cm
Fußbreite	32 cm	32 cm	40 cm	40 cm
Länge gesamt	95 cm	110 cm	125 cm	140 cm
Eigengewicht	2,0 Kg	2,0 Kg	2,8 Kg	3,2 Kg
Unterschenkellänge	26 cm	28 cm	30 cm	38 cm

Modell			
INGA Gr. 0 Muldenform		INGA Gr. 1 Muldenform	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 09.01.001 <input type="checkbox"/>	734,00 €	Art.-Nr. 08.01.001 <input type="checkbox"/>	734,00 €
INGA Gr. 2 Muldenform		INGA Gr. 3 Muldenform	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 10.01.001 <input type="checkbox"/>	786,50 €	Art.-Nr. 13.01.001 <input type="checkbox"/>	839,00 €

Zubehör			
Kopfführungspolster	Rumpfstütze	Sitzhose Neopren	
			
Gr. 0-3 Art.-Nr. 08.01.004 <input type="checkbox"/>	163,00 €	Gr. 0-3 Art.-Nr. 08.01.007 <input type="checkbox"/>	163,00 €
		Gr. 0-3 Art.-Nr. 08.01.008 <input type="checkbox"/>	131,00 €

Zubehör			
Sicherheitsgurt	Fußgurt	Ersatzbezug Gr. 1	Ausführung in pink
			
Gr. 0-3 Art.-Nr. 08.01.003 <input type="checkbox"/>	79,50 €	Gr. 0-3 Art.-Nr. 08.01.010 <input type="checkbox"/>	163,00 €
		Gr. 0-3 Art.-Nr. 08.01.002 <input type="checkbox"/>	325,00 €
			Art.-Nr. 08.01.009 <input type="checkbox"/>
			0,00 €