

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

## Badeliegenuntergestell LISA

- Kann verschiedene Badeliegensysteme aufnehmen.
- Die Aufnahmen lassen sich in der Weite und in der Höhe stufenlos verstellen und lassen so fast jede Positionierung zu.
- Ausgestattet mit vier Doppelaufbremsrädern.
- Das Untergestell ist komplett aus Edelstahl gefertigt.
- Platzsparende Version mit hochklappbaren Beinen.

HMV. Nr.: 04.40.04.0003



| Modell             |                          |                         |   |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| LISA               |                          | LISA Beine hochklappbar |   |
| Preis / Stück      |                          | Preis / Stück           |   |
| Art.-Nr. 12.01.001 | <input type="checkbox"/> | 745,00 €                | Art.-Nr. 14.01.001 <input type="checkbox"/> |
|                    |                          |                         | 990,00 €                                    |

| Laufrollen   |                          | Saugnäpfe  |                          |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| 100 mm   |                          |  |                          |
|  |                          |  |                          |
| Art.-Nr. 80.05.001   | <input type="checkbox"/> | Art.-Nr. 12.05.001   | <input type="checkbox"/> |
|  | 0,00 €                   |  | 79,50 €                  |

|   |            |
|---|------------|
| Länge gesamt                                  | 100 cm     |
| Breite gesamt                                 | 48 cm      |
| Liegehöhe von / bis<br>(von Liegefußaufnahme) | 48 / 65 cm |
| Eigengewicht                                  | 12 Kg      |
| max. Belastung                                | 80 Kg      |
| Doppellaufrollen gebremst                     | 100 mm     |