

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

## Bade- und Duschieliege **INGA**




- Die Bade- und Duschieliege stützt das Kind in der Badewanne oder in der Dusche.
- Die Hände der Pflegeperson bleiben frei.
- Die Höhenverstellung schont den Rücken der Pflegeperson beim Transfer und beim Waschen.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und Kunststoffgelenken und ist so bestens für den Einsatz im Wasser geeignet.
- Das Unterteil ist so konstruiert, dass es auch in Duschbecken und kleineren Wannen eingesetzt werden kann.
- waschen) machen die Badeliege zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.

**HMV. Nr.: 04.40.04.0003**



	Inga Gr. 0	Inga Gr. 1	Inga Gr. 2	Inga Gr. 3
max. Belastung	30 Kg	30 Kg	50 Kg	60 Kg
Sitztiefe	25 cm	30 cm	35 cm	36 cm
Rückenhöhe	45 cm	54 cm	60 cm	82 cm
Liegehöhe von / bis	10 / 28 cm	10 / 28 cm	12 / 37 cm	12 / 37 cm
Breite gesamt	41 cm	41 cm	47 cm	47 cm
Fußbreite	32 cm	32 cm	40 cm	40 cm
Länge gesamt	95 cm	110 cm	125 cm	140 cm
Eigengewicht		2,5 Kg	2,8 Kg	3,2 Kg
Unterschenkellänge	30 cm	30 cm	35 cm	36 cm

Modell			
INGA Gr. 0 (inklusive eines Sicherheitsgurtes)		INGA Gr. 1 (inklusive eines Sicherheitsgurtes)	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 11.01.001 <input type="checkbox"/>	734,00 €	Art.-Nr. 05.01.001 <input type="checkbox"/>	734,00 €
INGA Gr. 2 (inklusive eines Sicherheitsgurtes)		INGA Gr. 3 (inklusive eines Sicherheitsgurtes)	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 06.01.001 <input type="checkbox"/>	786,50 €	Art.-Nr. 07.01.001 <input type="checkbox"/>	839,00 €

Zubehör			
Kopfführungspolster	Rumpfstütze	Sitzhose Neopren	
			
Gr. 0-3 Art.-Nr. 05.01.004 <input type="checkbox"/>	163,00 € <input type="checkbox"/>	Gr. 0-3 Art.-Nr. 05.01.007 <input type="checkbox"/>	163,00 € <input type="checkbox"/>
		Gr. 0-3 Art.-Nr. 05.01.008 <input type="checkbox"/>	131,00 € <input type="checkbox"/>

Zubehör			
Sicherheitsgurt	Fußgurt	Ersatzbezug Gr. 1	Ausführung in pink
			
Gr. 0-3 Art.-Nr. 05.01.003 <input type="checkbox"/>	79,50 € <input type="checkbox"/>	Gr. 0-3 Art.-Nr. 05.01.010 <input type="checkbox"/>	163,00 € <input type="checkbox"/>
		Gr. 0-3 Art.-Nr. 05.01.002 <input type="checkbox"/>	325,00 € <input type="checkbox"/>
			Art.-Nr. 05.01.009 <input type="checkbox"/>
			0,00 € <input type="checkbox"/>