

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Bade- und Duschieliege **INGA MULDE**




- Die Bade- und Duschieliege stützt das Kind in der Badewanne oder in der Dusche.
- Die Hände der Pflegeperson bleiben frei.
- Die Höhenverstellung schont den Rücken der Pflegeperson beim Transfer und beim Waschen.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und Kunststoffgelenken und ist so bestens für den Einsatz im Wasser geeignet.
- Das Unterteil ist so konstruiert, dass es auch in Duschbecken und kleineren Wannen eingesetzt werden kann.
- Die vierfach geteilte Liegefläche und das abklappbare Kopfteil (erleichtert das Haarewaschen) machen die Badeliege zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.





HMV. Nr.: 04.40.04.0003



	Inga Gr. 0 Muldenform	Inga Gr. 1 Muldenform	Inga Gr. 2 Muldenform	Inga Gr. 3 Muldenform
Max. Belastung	30 kg	30 kg	50 kg	60 kg
Sitztiefe	16-22 cm	20-28 cm	28-36 cm	46 cm
Rückenhöhe	52 cm	58 cm	70 cm	82 cm
Liegehöhe von / bis	12 / 31 cm	12 / 31 cm	12 / 38 cm	12 / 38 cm
Breite gesamt	41 cm	41 cm	47 cm	49 cm
Fußbreite	32 cm	32 cm	40 cm	40 cm
Länge insgesamt	95 cm	110 cm	125 cm	140 cm
Eigengewicht	2,0 kg	2,0 kg	2,8 kg	3,2 kg
Unterschenkelänge	26 cm	28 cm	30 cm	38 cm

Modell - Maße			
INGA Gr.0 Muldenform		INGA Gr.1 Muldenform	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 09.01.001	<input type="checkbox"/> 785,50 €	Art.-Nr. 08.01.001	<input type="checkbox"/> 785,50 €
INGA Gr.2 Muldenform		INGA Gr.3 Muldenform	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 10.01.001	<input type="checkbox"/> 841,50 €	Art.-Nr. 13.01.001	<input type="checkbox"/> 898,80 €

Zubehör					
Kopfführungspolster		Rumpfstütze		Sitzhose Neopren	
					
Gr. 0-3	175,50 €	Gr. 0-3	175,50 €	Gr. 0-3	142,50 €
Art.-Nr. 08.01.004	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr. 08.01.007	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr. 08.01.008	<input type="checkbox"/>

Zubehör			
Sicherheitsgurt	Fußgurt	Ersatzbezug	Ausführung in Pink
			
Gr. 0-3	85,00 €	Gr. 0-3	175,50 €
Art.-Nr. 08.01.003	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr. 08.01.010	<input type="checkbox"/>
		Gr. 0-3	335,50 €
		Art.-Nr. 08.01.002	<input type="checkbox"/>
			0,00 €
			Art.-Nr. 08.01.009 <input type="checkbox"/>