

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

INGA SITZ Faltpbarer Badesitz



- Inga Sitz wird in zwei Größen angeboten.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und dreifach Kunststoffgelenken. Er ist so bestens für den Einsatz im Wasser und Draußen geeignet.
- Das Dreifachgelenk ermöglicht vielfältige Einstellpositionen und macht den Badesitz zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.
- Inga Sitz lässt sich extrem flach zusammenlegen und ist sehr leicht, also ein guter Reisebegleiter.
- Der Sitzbezug ist dank der Spanngurte verstellbar.

HMV. Nr.: 04.40.04.1xxx



	Inga Gr. 0	Inga Gr. 1
Max. Belastung	30 kg	30 kg
Sitztiefe	30 cm	30 cm
Rückenhöhe	46 cm	60 cm
Breite gesamt	44 cm	44 cm
Länge insgesamt	81 cm	96 cm
Eigengewicht	2,4 kg	2,6 kg

Modell			
INGA SITZ Gr.0 (incl. eines Sicherheitsgurtes)		INGA SITZ Gr.1 (incl. eines Sicherheitsgurtes)	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 13.01.001	<input type="checkbox"/>	442,50 €	Art.-Nr. 14.01.001 <input type="checkbox"/>
			469,50 €

Zubehör			
Sicherheitsgurt		Kopfführungspolster	
			
Gr. 0 - 1	85,00 €	Gr. 0-1	175,50 €
Art.-Nr. 05.01.003	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr. 05.01.004	<input type="checkbox"/>

Zubehör					
Rumpfstütze		Ersatzbezug Gr. 1		Ausführung in Pink	
					
Gr. 0-1	175,50 €	Gr. 0 - 1	335,50 €		0,00 €
Art.-Nr. 05.01.007	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr. 05.01.002	<input type="checkbox"/>	Art.-Nr. 13.01.009	<input type="checkbox"/>