

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden



Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Badewannenuntergestell **INGA Wanne**

- INGA WANNE kann verschiedenen Badeliegensysteme aufnehmen.
- Die Aufnahmen lassen sich in der Weite und in der Höhe (Zubehör) stufenlos verstellen und lassen so fast jede Positionierung zu.
- INGA WANNE passt in alle herkömmlichen Badewannen.
- Das Untergestell ist komplett aus Aluminium gefertigt.
- Sondermaße für kleine Badewannen sind möglich.



| Badewannenuntergestell INGA WANNE | |
|---|------------|
| Länge gesamt | 100 cm |
| Breite gesamt | 45 cm |
| Liegehöhe von / bis (von Liegefußaufnahme) | 18 / 45 cm |
| Eigengewicht | 8,5 kg |
| max. Belastung | 80 kg |

| Modell | |
|--|--|
| Badewannenuntergestell INGA WANNE | Badewannenuntergestell INGA WANNE (mit zusätzlicher Höhenverstellung) |
| Preis / Stück | Preis / Stück |
| Art.-Nr. 12.01.001 <input type="checkbox"/> 635,00 € | Art.-Nr. 14.01.001 <input type="checkbox"/> 710,50 € |



Version mit zusätzlicher Höhenverstellung